



日医標準レセプトソフト対応

薬袋印刷システム

ファーマット・ミニ Pharmit mini

オルカのレセプトに対応した専用の薬袋印刷システム。
とっても使いやすく、スピーディに薬袋を製作できます。
記入ミスもなくなり、患者様をお待たせしません。


薬剤師にやさしい、クリックするだけ

操作簡単


一度パソコンに設定したら手間入らず

自動バージョンアップ設計

- 薬袋の大きさを自動計算
小 (A5)/ 中 (B5)/ 大 (A4) と振り分けられます。
処方画面上で大きさの変更が可能です。
- 薬袋のデザインは3タイプから選べます。



シンプルタイプ




デザインタイプ




マトリクスタイプ

- 各種類の『空薬袋』印刷ができます。
*入院の患者様用に事前に薬袋が制作できます。



■ファーマット・ミニ 処方箋画面

*○の部分に患者名が流れてきます。
後は確認して【印刷】ボタンをクリックするだけ



■オルカ 診療行為入力ー請求確認画面

*【登録】ボタンをクリックするだけ

『Pharmit mini』の特徴

- 日医標準レセプトソフト『ORCA』の専用として開発。ご要望の多い薬袋印刷だけとシンプルに設計。
- 『ORCA』からのCLAIM通信により、リアルタイムに処方情報を取得。受信したデータから即時、薬袋の印刷が出来ます。
- ソフトの自動バージョンアップにより、導入後の更新が楽々。


『Pharmit mini』機能ラインナップ

- 薬袋計算・・・『ORCA』側で処方登録した薬剤に対応して、薬袋の大きさ・種類を自動計算。
- 薬袋の修正変更・・・処方箋画面にて用途に合わせて、薬袋のサイズ、薬袋の有無を変更。
- 一包装印刷・・・一包装が可能。
- 薬袋再印刷・・・変更後の再印刷が可能。
- 空薬袋印刷・・・各種類の空薬袋を印刷出来ます。
*入院患者様用に便利に使用
- 薬剤マスタ・・・レセコンの薬剤データをそのまま使用。また薬剤に対して薬袋を事前に出さないとか、薬剤の量単位を指定することにより、薬袋の大きさを指定出来ます。
- 患者マスタ・・・レセコンから流れてきた患者情報は患者マスタに登録。患者様ごとの空薬袋も印刷出来ます。

『Pharmit mini』の動作環境

- パソコン : Windows2000®、Windows2003®、WindowsXP®、WindowsVista®が作動すること。CPUはOSに準拠
*各種、最新のService Packが必要な場合があります。
- メモリ : 128MB以上(256MB以上を推奨)
- ハードディスク : 100MB以上の空容量
- ディスプレイ : 1024x768以上 65000色以上
- カラープリンター : 600dpi以上
- その他 : <データバックアップ用>USBメモリースティック等
*インストール時には権限が必要です。管理者権限を持つユーザーでインストールして下さい。

標準システム構成



●お求め・ご相談は下記まで

<開発元>

エクスプリズム株式会社 

〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町2-1 渋谷ホームズ519号

TEL 03-5459-6010 / FAX 03-5459-6063

URL <http://www.exprism.co.jp>